

## AUTOCLAVE DE 12 L



### **Especificaciones Autoclaves**

Especificaciones Autoclaves de vapor presurizado especiales para alcanzar las necesidades de esterilizado para instrumental y artículos clínicos, apto para manejo en hospitales y laboratorios.

Nuestros Autoclaves usan presión termal para forzar al vapor caliente sobre el instrumental.

Es útil para autoclavar instrumental médico sólido y equipos de estomatología autoclavables a 134°C.

Dimensiones de Cámara Interna (Diámetro X Fondo): Mod. 22L: 247mm x 450mm / 12L: 230mm x 370mm. Energía (de acuerdo a lo indicado en la etiqueta. Temperatura Autoclavado / Presión 121° C / (1.0 ~1.3) bar (Bajo presión atmosférica estándar). Fusible de corriente T12A (12L) / (22L). Capacidad Tanque de agua Mod. 22L: 3.5 L / 22L: 3.0 L Rango de temperatura de operación 0°C ~+40° <65%.

### **Cuidado del equipo:**

- 1.IMPORTANTE, Utilizar agua bidestilada (en caso de utilizar otro tipo de líquido no aplicará garantía)
- 2.No inclinar la autoclave cuando hay agua en el deposito
- 3.EL condensador de agua colector debe vaciarse con frecuencia.  
Se sugiere que se vacíe el colector cuando se recarga el tanque de agua.

## **Ventajas del Autoclave**

Sistema computarizado, amigable y fácil de operar ya que su panel de control muestra toda la información durante el ciclo de esterilizado. El programa provee un autodiagnóstico en protección contra sobrecalentamientos y sobre-presurización, y con eso se asegura la confiabilidad en los resultados. Cuenta con un condensador de agua construido para recolectar el líquido ayudando a descargar el vapor de salida y manteniendo el equipo limpio y seguro.

Moderno y accesible panel de control:

Moderno sistema de selección de presión, temperatura, códigos de estado o error y sistema versátil para ajustar ciclos de secado. Único con botón de STEP, SECADO, START y STOP, luces indicadoras del nivel de agua, indicador de sistema en proceso de autoclavado y cuando el equipo está en proceso.