



FICHA TECNICA

Esterilizador 12-27ED

CAISA ESTERIMATIC

Datos Generales

Artículo Esterilizador 12-27ED
Uso Esterilizar instrumental quirúrgico por calor seco
Dimensiones exteriores 51.5 x 31 x 29 cms.
Dimension de la cámara 31.5 x 28 x 21.5 cms.
Volumen de la cámara 18963 cms. cúbicos
Material del cuerpo exterior Acero laminado en frío calibre-20
Material de la cámara Aluminio anticorrosivo calibre-20
Acabado exterior Pintura electrostática de alta protección anticorrosiva

Características

1. Tipo gabinete diseñado para hacer más funcional su consultorio
2. Modelo de mesa, disponible en color blanco
3. Charolas de aluminio anticorrosivo con esquinas redondeadas (tres charolas)
4. Resistencia rizada de alambre nichromel cal.-22, aislada de la cámara para evitar calor directo al instrumental
5. Consumo eléctrico de 550 W +/- 10 %, ahorro de energía
6. Cuenta dentro de su cámara, con un deflector convexo que genera una transmisión de calor uniforme por lo tanto la temperatura dentro de la cámara es homogénea, así como un ángulo "Z" para deflector que sirve para soporte del mismo y a su vez aísla la resistencia de la cámara.
7. Sensor de temperatura colocado en la parte superior de la cámara para una mejor toma de temperatura
8. Voltaje 127 , 60 Hz
9. Maneral de sujeción para manejo y transporte de charolas, con cabo de madera barnizado y uña de acero inoxidable
10. Parrilla con orificios en la parte inferior de la cámara para hacer más uniforme la temperatura
11. Forro de la cámara con fibra de vidrio como aislante de calor
12. Puerta que abre verticalmente, con brazo soporte de acero inoxidable
13. Sello de la puerta de papel cerámico para alta temperatura (300 °C)
14. Ventiladores de aire troquelados en cuerpo exterior (costado derecho y parte trasera derecha) para ventilación del control electrónico
15. Conexiones de resistencia a controles con cable de forro de fibra de vidrio para altas temperaturas
16. Registros de calibración de temperatura a 170 °C +/- 5 °C
17. Etiqueta autoadherible la cual contiene los siguientes datos: Tipo de esterilizador, color, núm. de serie, potencia, corriente, leyenda de hecho en México, logo y nombre de la empresa
18. Control electrónico digital con las siguientes características:
 - a) Fácil de utilizar y programar
 - b) Dos programas automáticos a 170°C a 60 minutos y 125 °C a 25 minutos
 - c) Posibilidad de programar manualmente tiempo de 0 a 99 minutos y temperatura de 0 a 200 °C
 - d) Al terminar el ciclo programado suena una alarma
 - e) Alarma y desconexión automáticas para temperatura dentro de la cámara igual o mayor a 200 °C
 - f) El control cuenta con un dispositivo electrónico para asegurar que el tiempo de esterilización se empiece a contar a partir del momento en que se alcanza la temperatura programada dentro de la cámara
 - g) Display indicador de tiempo y temperatura durante todo el ciclo de esterilización
19. Instructivo para un fácil manejo



GARANTIA CAISA

3 meses en partes eléctricas y 2 años en defectos de fabricación.